


FRED® EASYPORT®

Le premier défibrillateur de poche au monde



FRED® EASYPORT®

- ⚡ Ultra léger :
490 grammes seulement
(batterie incluse)
- ⚡ Très petit :
133 × 126 × 35 mm (L × l × H)
- ⚡ Immédiatement disponible,
l'AED améliore la sécurité
- ⚡ Utilise la technologie douce
MULTIPULSE BIOWAVE



Suffisamment petit
pour être livré par drone

© Andreas Claesson, Karolinska Institutet, Suède



UN CHEF-D'ŒUVRE DE PRÉCISION SUISSE

FRED easyport est un défibrillateur de poche extrêmement petit et léger. Cet appareil compact poids plume est le compagnon idéal des médecins, du personnel hospitalier et de toute autre personne souhaitant avoir accès à un AED. Les patients à risques peuvent avoir leur propre appareil à portée de main, ce qui permet à leur famille de réagir rapidement en cas d'urgence.

FRED easyport tient dans toutes les poches de manteaux ou trousse de médecin, satisfait pleinement aux exigences d'un AED.



POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

FRED easyport détecte la mise en place d'électrodes pédiatriques et passe automatiquement au niveau d'énergie pour les enfants.

Les paramètres énergétiques peuvent être configurés pour les adultes comme pour les enfants, conformément à des valeurs standard.

DOUX POUR LE CŒUR

FRED easyport utilise la technologie douce MULTIPULSE BIOWAVE. Cette technologie réduit au minimum les dommages au myocarde¹, augmentant ainsi les chances de survie du patient.



¹ Cansell A. (2000) Wirksamkeit und Sicherheit neuer Impulskurvenformen bei transthorakaler Defibrillation. Biphasische Impulskurvenformen. Notfall & Rettungsmedizin. Springer-Verlag – 3: 458-474. Irnich W, Cansell A. (2005) Principle and Advantage of Chopped Defibrillation Schocks. Biomedizinische Technik – Vol 50 – Suppl. vol. 1 – Part 1: 727 – 728

INSTRUCTIONS CLAIRES

Instructions par haut-parleur et sur l'écran. FRED easyport est disponible en différentes langues.

DÉFIBRILLATEUR FORMAT POCHE

Cette photo est en taille réelle (1/1) !

FACILE À UTILISER


Les boutons 1-2-3 simplifient l'utilisation

TRANSFERT DE DONNÉES

Carte Mini SD (en option) pour enregistrement des ECG et des événements

ÉCRAN LCD

Avec affichage de l'onde ECG



CONÇU POUR DURER

Approuvé pour une utilisation dans les ambulances, les hélicoptères et les avions

Une seconde batterie et un sac de protection sont inclus en standard.

FRED EASYPORT TRAINER*

FRED easyport est également proposé comme équipement de formation distinct. FRED easyport Trainer participe à la formation des secouristes.

* ce n'est pas un dispositif médical



MODE MANUEL

SCHILLER FRED easyport est également configurable en mode manuel. Le médecin peut passer en mode manuel et décider s'il doit ou non délivrer un choc.





Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:
Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com

Latin America & Caribbean
Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramericas.com
www.schilleramericas.com



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99 0
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment Co., Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
SCHILLER d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical
F-67160 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller.fr



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
contact@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
119049 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
mail@schiller.ru
www.schiller.ru



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E5-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8912 Obfelden
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK Ltd.
Anstruther, Fife KY10 3H
Phone +44 16 190 72 585
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

La disponibilité des appareils sur votre marché est soumise à une approbation réglementaire.

